

Laboratorio Analisi ARS SANA

MODALITA' DI RACCOLTA E PRELIEVO DEL CAMPIONE FECALE PER ESAME CHIMICO-FISICO

1. Raccogliere il campione di **feci non liquide** in un contenitore asciutto e pulito

Nota: in alternativa, collocare della carta igienica all'interno del water per trattenere le feci mentre si esegue la raccolta.

2. Aprire il contenitore di plastica e spalmare con il cucchiaino o una spatola uno strato uniforme di feci sul fondo
3. Chiudere il contenitore con il coperchio
4. L'etichetta per l'identificazione del paziente viene applicata al momento dell'accettazione in laboratorio
5. Conservare la capsula così preparata in frigorifero a 2-8°C fino al momento della consegna in Laboratorio

MODALITA' DI RACCOLTA E PRELIEVO DEL CAMPIONE FECALE PER ESAME CHIMICO-FISICO

1. Raccogliere il campione di **feci non liquide** in un contenitore asciutto e pulito

Nota: in alternativa, collocare della carta igienica all'interno del water per trattenere le feci mentre si esegue la raccolta.

6. Aprire il contenitore di plastica e spalmare con il cucchiaino o una spatola uno strato uniforme di feci sul fondo

7. Chiudere il contenitore con il coperchio

8. L'etichetta per l'identificazione del paziente viene applicata al momento dell'accettazione in laboratorio

9. Conservare la capsula così preparata in frigorifero a 2-8°C fino al momento della consegna in Laboratorio